


Coblator® II Surgery System

%100 BİPOLAR SİSTEM




*Moleküllerin ayrılmasından önce:
Tipik organik madde (protein) molekülü*


*Moleküllerin ayrılmasından sonra:
elementer moleküller ve düşük molekül
ağırlıklı gazlar*

Moleküller karbonhidrat ve oksitlere ayrışır. Termal Penetrasyon minimaldir.

COBLATION: Minimum ağrı, hızlı iyileşme, daha iyi sonuç




Palat insizyonu



*Palatta yukarıya
doğru kanal açma*



*Uvular Rezeksiyon
& Kanal açma*



Pillarda küçültme




Tonsilde kanal açma



Coblator® II Surgery System

ENDİKASYONLAR

- *Tonsillektomi*
- *Adenoidektomi*
- *Kronik Burun Tıkanıklığı (Chronic Nasal Obstruction)*
- *Turbinectomy*
- *Yetişkin Konka Redüksiyon*
- *Pediyatrik Konka Redüksiyon*
- *Yumuşak Damak Redüksiyon*
- *Uvulopalatoplasti*
- *Horlama/OSAS*
- *SMILE (Sub mucosal Minimally Invasive Lingual Excision)*
- *SMILE, Parsiyel Glossektomi veya Dil Kökünde Hacimsel Küçültülme*
- *Lingual Tonsillectomy*
- *Laryngeal papillomata*
- *Subglottic Stenosis*
- *Juvenile Angiofibroma*
- *Polyyps*
- *Rhinophyma*
- *Head & Neck Tumor resection*
- *Tonsillar Carcinoma*
- *Palatoplasty*
- *Tongue Tie (Dil Bağı)*
- *Giant Myomas of the Uterus*
- *Thyroid*



EVac® 70 Xtra Plasma Wand (EIC5872-01)



EVac® 70 Xtra HP Plasma Wand (EIC5874-01)



PROcise® LW Plasma Wand (EIC7070-01)



ReFlex Ultra® SP Plasma Wand (EIC4857-01)



ReFlex Ultra® 55 Plasma Wand (EIC4855-01)



ReFlex Ultra® 45 Plasma Wand (EIC4845-01)



ReFlex Ultra® PTR Plasma Wand (EIC4835-01)